


Anticorpo Monoclonale Pe Topo Anti-Igg Di Coniglio (Fc) Per Citometria A Flusso - P01870

Numero articolo: CM0006472



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo coniugato con PE che bersaglia la regione Fc delle IgG di coniglio. Progettato per la rilevazione in citometria a flusso delle immunoglobuline di coniglio in ricerche immunologiche e saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE topo anti-IgG di coniglio (Fc)
Specie	Coniglio
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 96-323 delle IgG di coniglio (Fc) (P01870)
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a flusso)
Reattività crociata	Coniglio
SWISS	P01870
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio