

Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-4-Hidrossinonenale (4-Hne) Per Citometria A Flusso

Numero articolo: CM0000056

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE che bersaglia il 4-Hidrossinonenale (4-HNE), un marcatore della perossidazione lipidica. Adatto per citometria a flusso intracellulare (FC). Reattività indipendente dalla specie. Fornito da CamelBio per l'approvvigionamento di materie prime IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE coniglio anti-4-Hidrossinonenale
Note/Alias	4-HNE
Immunogeno	Composti chimici corrispondenti al 4-Hidrossinonenale.
Origine	Coniglio
Categoria	Altri anticorpi modificati
Applicazione	FC (intracellulare)
Reattività crociata	Indipendente dalla specie
Spedizione	Sacco di ghiaccio