

Pe Coniglio Anti-Pollo Cd25 Anticorpo Monoclonale Per Fc - Q90Wj4

Numero articolo: CM0004552

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con PE mirante al CD25 di pollo (recettore alfa dell'IL-2), convalidato per la citometria a flusso. Ideale per la ricerca di immunologia aviaria, studi sui Treg e indagini sulla tolleranza immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-Pollo CD25 mAb
Note/Alias	CD25; IL2r; Ly-43; p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Specie	Mouse
ID Gene (Umano)	3559
ID Gene	395294
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 21-190 del CD25 di pollo (NP_989927.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Pollo
SWISS	Q90WJ4
Peso Proteico	24 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio