

Pe Coniglio Anti-Cane Cd19 Anticorpo Monoclonale - Cd19

Numero articolo: CM0008193

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato PE di coniglio di alta qualità contro il CD19 canino, specificamente validato per la citometria a flusso. Adatto per l'immunofenotipizzazione delle cellule B e il monitoraggio immunitario nei modelli canini. Ottimizzato per prestazioni affidabili nello sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-Cane CD19 mAb
Specie	Cane
Gene ID (Umano)	930
Gene ID	607898
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 20-299 del CD19 canino (XP_013969991.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Cane
Spedizione	Borsa del ghiaccio