

Pe Coniglio Anti-Linker G4S Mab - Linker G4S

Numero articolo: CM0009696

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con PE mirato al peptide linker G4S. Validato per la citometria a flusso (FC) con reattività indipendente dalla specie, adatto per il rilevamento di proteine marcate con G4S nella ricerca e nella diagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PE Coniglio anti-linker G4S mAb
Immunogeno	Peptide sintetico (Un peptide sintetizzato derivato dal linker G4S)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Indipendente dalla specie
Spedizione	Borsa del ghiaccio