

Mab Anti-Igg Di Capra (Frammento Fc) Di Coniglio Coniugato Con Pe - Anticorpo Per Citometria A Flusso

Numero articolo: CM0012484

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE, specifico per il frammento Fc delle IgG di capra. Progettato per la citometria a flusso, offre elevata specificità e minima reattività crociata con altre specie. Ideale per il rilevamento immunoenzimatico degli anticorpi di capra.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb anti-IgG di capra (frammento Fc) di coniglio coniugato con PE
Specie	Capra
Immunogeno	Proteina ricombinante del frammento Fc delle IgG di capra
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Capra
Spedizione	Borsa refrigerante