

Pe Anticorpo Monoclonale Coniugato Conio Anti-Umano C5Ar1/Cd88 Per Fc - P21730

Numero articolo: CM0009376



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità coniugato a PE, specifico per il C5AR1/CD88 umano. Indicato per la citometria a flusso (FC). Per la ricerca su infiammazione, chemiotassi e segnalazione GPCR. Fornitura di materie prime IVD CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Umano C5AR1/CD88
Note/Alias	C5A; C5AR; C5R1; CD88
Specie	Umano
GeneID (Umano)	728
GeneID	728
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 del C5AR1/CD88 umano (NP_001727.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P21730
Peso Molecolare Proteina	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio