


Anticorpo Monoclonale Pe Coniugato, Coniglio Anti-Calreticulina Umana Per Citometria A Flusso Intracellulare - P27797

Numero articolo: CM0008827



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato a PE, coniglio anti-calreticulina umana per citometria a flusso intracellulare (FC). Mira al chaperone del reticolo endoplasmatico CALR (P27797), coinvolto nel ripiegamento proteico, nel legame del calcio e nel controllo di qualità. Reagisce con l'umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale PE Coniugato, Coniglio anti-Calreticulina Umana
Note/Alias	RO; CRT; SSA; cC1qR; HEL-S-99n
Specie	Umano
GeneID (Umano)	811
GeneID	811
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 335-417 della calreticulina umana (NP_004334.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P27797
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio