

## Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Casr Coniugato Con Pe Per Fc - P41180

Numero articolo: CM0008695



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE mirato al CaSR umano (recettore di sensing del calcio extracellulare; SWISS: P41180, ~121 kDa). Validato per citometria a flusso; fornito come materia prima IVD per lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | PE Coniglio anti-Umano CaSR mAb                                                                                                          |
| Osservazioni/Alias  | CAR; FHH; FIH; HHC; EIG8; HHC1; NSHPT; PCAR1; hCasR; GPRC2A; HYPOC1                                                                      |
| Specie              | Umano                                                                                                                                    |
| GeneID (Umano)      | 846                                                                                                                                      |
| GeneID              | 846                                                                                                                                      |
| Immunogeno          | Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 211-310 del CaSR umano (NP_000379.3). |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                                 |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                                    |
| Applicazione        | FC                                                                                                                                       |
| Reattività crociata | Umano                                                                                                                                    |
| SWISS               | P41180                                                                                                                                   |
| Peso proteico       | 121kDa                                                                                                                                   |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                       |