


Anticorpo Monoclonale Coniugato Pe Rabbit Anti-Umano Cd100/Sema4D Per Citometria A Flusso - Q92854

Numero articolo: CM0010400



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato PE diretto contro il CD100/SEMA4D umano, validato per la citometria a flusso. Riconosce la Semaphorin-4D umana, un recettore di superficie cellulare coinvolto nella segnalazione immunitaria e neuronale. Ideale per la ricerca in immunologia e neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb PE Rabbit anti-Umano CD100/SEMA4D
Note/Alias	A8; GR3; BB18; CD100; COLL4; SEMAJ; coll-4; C9orf164; M-sema-G
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10507
GeneID	10507
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-734 della Semaphorin-4D/CD100 umana, NP_006369.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q92854
Peso Proteico	82kDa/96kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio