

Pe Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd101/Igsf2 Umano Per Fc - Q93033

Numero articolo: CM0007807

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE che riconosce specificamente il CD101 umano (IGSF2), una glicoproteina di membrana che inibisce la proliferazione dei linfociti T. Validato per la citometria a flusso, supporta la ricerca sulla regolazione dei linfociti T e sui marcatori tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)