

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-CD117/C-Kit Umano Coniugato Con Pe Per Citometria A Flusso - P10721

Numero articolo: CM0010377



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD117/c-Kit umano coniugato con PE, validato per la citometria a flusso. Consente il rilevamento del recettore dell'SCF nella ricerca sull'emopoiesi, sulle cellule mastocitarie e in oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD117/c-Kit umano coniugato con PE
Note/alias	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC
Specie	Umano
GeneID	3815
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-520 del CD117/c-Kit umano (NP_000213.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P10721
Peso della proteina	110 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante