


Pe Coniglio Anti-Umano Cd11A Mab Per Fc - P20701

Numero articolo: CM0009568



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con PE che targeting CD11a umano (ITGAL, LFA-1) per citometria a flusso (FC). Validato per campioni umani, con pesi molecolari 118-134 kDa. Supporta la ricerca sull'adesione delle cellule immunitarie e sul traffico dei leucociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PE Coniglio anti-Umano CD11a mAb
Osservazioni/Alias	CD11A; LFA-1; LFA1A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3683
GeneID	3683
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-340 del CD11a umano (NP_002200.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P20701
Peso Proteico	118kDa / 129kDa / 134kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio