


Pe Coniglio Anti-Umano Cd123 Mab - P26951

Numero articolo: CM0004072



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con PE mirato al CD123 umano (recettore alfa dell'IL-3). Validato per la citometria a flusso, questo anticorpo rileva il CD123 nativo sulle cellule ematopoietiche, supportando la ricerca sull'immunofenotipizzazione e la diagnostica della leucemia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PE Coniglio anti-Umano CD123 mAb
Osservazioni/Alias	IL3R; CD123; IL3RX; IL3RY; IL3RAY; hIL-3Ra; IL-3R-alpha
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3563
GeneID	3563
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-378 del CD123 umano (NP_002174.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P26951
Peso proteico	43 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio