

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd124/IL-4R α Umano Coniugato Con Pe Per Citometria A Flusso - P24394

Numero articolo: CM0006254



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE riconosce il CD124 umano (IL-4R α) ed è validato per la citometria a flusso. È indicato per gli studi sulla differenziazione Th2, la produzione di IgE e le risposte infiammatorie allergiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD124/IL-4R α umano coniugato con PE
Note/Alias	CD124; IL4RA; IL-4RA
Specie	Uomo
GeneID (umano)	3566
GeneID	3566
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-232 del CD124/IL-4R α umano (NP_000409.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P24394
Peso della proteina	26kDa/88kDa/90kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico