

Pe Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Umano Cd131/Csf2Rb Per Citometria A Flusso - P32927

Numero articolo: CM0007803



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato PE contro il CD131 umano (CSF2RB), validato per la citometria a flusso. Bersaglia la subunità beta comune dei recettori per IL-3/IL-5/GM-CSF. Adatto per la ricerca su cellule ematopoietiche e immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano CD131
Note/Alias	CD131; IL3RB; IL5RB; SMDP5; CDw131; betaGMR
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1439
ID Gene	1439
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 17-443 del CD131 umano (NP_000386.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P32927
Peso Proteico	97kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio