

Pe Coniglio Anti-Umano Cd13/Anpep Anticorpo Monoclonale Per Fc - P15144

Numero articolo: CM0005006



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con PE di coniglio contro CD13/ANPEP umano (aminopeptidasi N). Validato per la citometria a flusso. Adatto per la ricerca in immunologia, oncologia e malattie infettive.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-Umano CD13/ANPEP mAb
Note/Alias	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	290
Gene ID	290
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 69-967 del CD13/ANPEP umano (NP_001141.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P15144
Peso Proteico	110kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio