


Anticorpo Monoclonale Coniugato Pe Rabbit Anti-Umano Cd140B/Pdgfr β Per Citometria A Flusso - P09619

Numero articolo: CM0010135



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio coniugato PE è diretto contro il CD140b/PDGFR β umano (PDGFRB) ed è validato per la citometria a flusso diretta. È adatto per studiare la segnalazione recettoriale nell'angiogenesi, nella biologia del cancro e nello sviluppo vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb PE Rabbit anti-Umano CD140b/PDGFR β
Note/Alias	PDGFRB; CD140B; IBGC4; IMF1; JTK12; KOGS; PDGFR; PDGFR-1; PDGFR1; PENTT; recettore beta del fattore di crescita derivato dalle piastrine
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5159
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante corrispondente agli amminoacidi 33-530 del CD140b/PDGFRB umano (NP_002600.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P09619
Peso Proteico	37kDa/123kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio