


Pe Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti- Cd141/Trombomodulina Umana Mab - P07204

Numero articolo: CM0010804



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE diretto contro la CD141/Trombomodulina umana, validato per la citometria a flusso. Immunogeno ricombinante (aa 19-515). Adatto per studi di profilo di cellule endoteliali, coagulazione e cellule dendritiche (BDCA-3).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD141/Trombomodulina umana mAb
Note/Alias	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12
Specie	Umana
GeneID (Umano)	7056
GeneID	7056
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-515 della CD141/Trombomodulina umana (NP_000352.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P07204
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio