


Pe Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd146 Umano Per Fc - P43121

Numero articolo: CM0009402



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE che riconosce il CD146 umano (MCAM/MUC18). Progettato per la citometria a flusso, reagisce con campioni umani. Ideale per studiare l'adesione cellulare, la biologia endoteliale e le metastasi del melanoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	PE Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD146 umano
Note/Alias	MCAM; CD146; MUC18; glicoproteina di superficie MUC18
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4162
GeneID	4162
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-559 del CD146 umano (NP_006491.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P43121
Peso Proteico	57kDa/71kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio