

Pe Coniglio Anti-Umano Cd152/Ctla-4 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso Intracellulare - P16410

Numero articolo: CM0005271



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con PE di coniglio contro CD152/CTLA-4 umano, un recettore inibitorio delle cellule T. Progettato per applicazioni di citometria a flusso (FC) intracellulare. Reagisce specificamente con CD152/CTLA-4 umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-Umano CD152/CTLA-4 mAb
Note/Alias	CD; GSE; GRD4; ALP55; CD152; CTLA-4; IDDM12; CELIAC3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1493
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 37-162 di CD152/CTLA-4 umano (NP_005205.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P16410
Peso Proteico	6kDa/8kDa/19kDa/24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio