

Pe Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Cd153 Umano - P32971

Numero articolo: CM0005932

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE che riconosce il CD153 umano (ligando del CD30), validato per la citometria a flusso. Adatto per la ricerca sulla proliferazione dei linfociti T e sui linfomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	PE Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD153 umano
Note/Alias	CD153; CD30L; CD30LG; TNLG3A
Specie	Umano
GeneID (umano)	944
GeneID	944
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 63-234 del CD153 umano (NP_001235.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P32971
Peso Molecolare Proteina	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio