


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd156C/Adam10 Umano Coniugato Con Pe Per Citometria A Flusso - O14672

Numero articolo: CM0011676



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE diretto contro ADAM10 umano (CD156c), validato per la citometria a flusso. ADAM10 è una metalloproteasi transmembrana coinvolta nel distacco degli ectodomini di proteine come TNF, APP e Notch, con ruoli nell'infiammazione, nella neurodegenerazione e nel cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD156c/ADAM10 umano coniugato con PE
Note/alias	RAK; kuz; AD10; AD18; MADM; CD156c; CDw156; HsT18717
Specie	Umano
GeneID (umano)	102
GeneID	102
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 214-672 di ADAM10 umano (NP_001101.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	O14672
Peso della proteina	84 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante