

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd158A/Kir2DL1 Umano Coniugato Con Pe Per Citometria A Flusso - P43626

Numero articolo: CM0009690



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE diretto contro CD158a/KIR2DL1 umano (recettore inibitorio delle cellule NK). Validato per citometria a flusso (FC), con reattività crociata con l'uomo. Adatto alla ricerca sull'immunologia delle cellule NK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD158a/KIR2DL1 umano coniugato con PE
Note/alias	NKAT; NKAT1; p58.1; CD158A; KIR221; NKAT-1; KIR-K64; KIR2DL3
Specie	Umano
ID del gene (umano)	3802
ID del gene	3802
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-245 di CD158a/KIR2DL1 umano (NP_055033.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P43626
Peso della proteina	39 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante