

Pe Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Cd161 Umano Per Citometria A Flusso - Q12918

Numero articolo: CM0010731



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE contro il CD161 umano (KLRB1/NKR-P1A) per citometria a flusso. Reagisce con l'umano. Utile per studiare la funzione del recettore inibitorio delle cellule NK e per l'immunofenotipizzazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD161 umano
Note/Alias	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKR-P1A; hNKR-P1A
Specie	Umano
ID Gene	3820
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 67-225 del CD161 umano (NP_002249.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q12918
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio