


Pe Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd163 Umano Per Fc - Q86Vb7

Numero articolo: CM0009156



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE contro il CD163 umano (M130, recettore spazzino dell'emoglobina) per la citometria a flusso. Validato per campioni umani, questo anticorpo è ideale per studi su macrofagi e monociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD163 umano
Note/Alias	M130; MM130; SCAR11
Specie	Umano
GeneID (umano)	9332
GeneID	9332
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 42-1045 di IL-10RA/CD210 umano (NP_004235.4).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q86VB7
Peso Proteico	125 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio