


Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-Umano Cd166/Alcam Per Citometria A Flusso - Q13740

Numero articolo: CM0008174



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE che riconosce specificamente CD166/ALCAM umano (SWISS: Q13740). Sviluppato per la citometria a flusso, supporta studi sull'adesione cellulare, la formazione della sinapsi immunitaria, l'homing delle cellule staminali e la metastasi tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome prodotto	mAb PE Rabbit anti-Human CD166/ALCAM
Note/Alias	MEMD; CD166
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	214
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-526 di CD166/ALCAM umano (NP_001618.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q13740
Peso proteico	15kDa/33kDa/63kDa/65kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio