

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd167A/Ddr1 Umano Coniugato Con Pe Per Fc - Q08345

Numero articolo: CM0010222



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD167a/DDR1 umano coniugato con PE, validato per la citometria a flusso (FC). Il recettore 1 del dominio discoidina epiteliale, una tirosin-chinasi attivata dal collagene, coinvolta nell'invasione delle cellule tumorali e nel rimodellamento dei tessuti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD167a/DDR1 umano coniugato con PE
Note/alias	CAK; DDR; NEP; HGK2; PTK3; RTK6; TRKE; CD167; EDDR1; MCK10; NTRK4; PTK3A
Specie	Umano
GeneID (umano)	780
GeneID	780
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-416 di CD167a/DDR1 umano (NP_054699.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q08345
Peso della proteina	101 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante