


Mab Pe Di Coniglio Anti-Cd170/Siglec-5 Umano - 015389

Numero articolo: CM0011982



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE, diretto contro CD170/Siglec-5 umano, una lectina legante l'acido sialico espressa sulle cellule mieloidi. Validato per la citometria a flusso, adatto alla ricerca in immunologia e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb PE di coniglio anti-CD170/Siglec-5 umano
Note/alias	CD170, OBBP2, CD33L2, OB-BP2, SIGLEC-5
Specie	Umano
GeneID (umano)	8778
GeneID	8778
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	O15389
Peso della proteina	61 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante