


Pe Coniglio Anti-Umano Cd172A/Sirpα Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P78324

Numero articolo: CM0011184



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con PE di coniglio che targeting umano CD172a/SIRPα (P78324), validato per la citometria a flusso. Adatto per lo studio della fagocitosi, della regolazione immunitaria e dei meccanismi di segnalazione sinaptica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-Umano CD172a/SIRPα mAb
Note/Alias	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	140885
GeneID	140885
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 31-370 del CD172a/SIRPα umano (NP_542970.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P78324
Peso Proteico	55 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio