

Pe Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd177 Per Fc - Q8N6Q3

Numero articolo: CM0005371

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE contro CD177 umano (NB1/PRV-1) per citometria a flusso. Progettato per rilevare CD177 su sottopopolazioni di neutrofili; mostra reazione crociata con l'uomo. Adatto per immunofenotipizzazione e applicazioni di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE Rabbit anti-Human CD177
Note/Alias	NB1; PRV1; HNA2A; PRV-1; HNA-2a; NB1 GP
Specie	Umana
GeneID (umana)	57126
GeneID	57126
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-407 di CD177 umano (NP_065139.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q8N6Q3
Peso proteico	15kDa/27kDa/46kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio