

Anticorpo Monoclonale Pe Coniugato Coniglio Anti-Umano Cd185/Cxcr5 Per Citometria A Flusso - P32302

Numero articolo: CM0008972

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE contro il CD185/CXCR5 umano (BLR1), validato per la citometria a flusso. Mira al recettore chemioattrattante delle cellule B coinvolto nella migrazione dei linfociti B e nel linfoma di Burkitt. Swiss-Prot: P32302.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale PE Coniugato Coniglio Anti-Umano CD185/CXCR5
Note/Alias	BLR1; CD185; MDR15
Specie	Umano
GeneID (Umano)	643
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-47aa del CD185/CXCR5 umano (NP_033981.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P32302
Peso Proteico	36kDa/42kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio