

Pe Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Umano Cd196/Ccr6 Mab - P51684

Numero articolo: CM0008241



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE contro CCR6/CD196 umano. Verificato per citometria a flusso. Mira a un GPCR critico per la chemiotassi di cellule dendritiche, linfociti T e B e per l'immunità mucosale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Umano CD196/CCR6 mAb
Note/Alias	BN-1; DCR2; DRY6; CCR-6; CD196; CKRL3; GPR29; CKR-L3; CMKBR6; GPRCY4; STRL22; CC-CKR-6; C-C CKR-6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1235
GeneID	1235
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P51684
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Sacca refrigerante