


Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-Umano Cd197/Ccr7 Per Citometria A Flusso - P32248

Numero articolo: CM0012539



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE contro CD197/CCR7 (BLR2, EBI1) umano per citometria a flusso. Adatto per studiare il traffico dei linfociti, l'homing e l'espressione del recettore indotta dal virus di Epstein-Barr. UniProt P32248.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE coniglio anti-umano CD197/CCR7
Note/Alias	BLR2; EBI1; CCR-7; CD197; CDw197; CMKBR7; CC-CKR-7
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1236
GeneID	1236
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-59 di CD197/CCR7 umano (NP_001829.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P32248
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio