


Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-Cd1B Umano Per Citometria A Flusso - P29016

Numero articolo: CM0012083



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE che bersaglia il CD1b umano (SWISS: P29016), validato per citometria a flusso, ideale per studi sulla presentazione di antigeni lipidici e l'immunità cellulare T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE coniglio anti-CD1B umano
Note/Alias	R1; CD1; CD1A
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	910
GeneID	910
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-303 del CD1B umano (NP_001755.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P29016
Peso proteico	37kDa/30kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio