


Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-Cd1C Umano Per Citometria A Flusso - P29017

Numero articolo: CM0008126



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE che bersaglia CD1c umano (R7, BDCA1), una molecola di presentazione degli antigeni lipidici. Validato per citometria a flusso, questo anticorpo da 38 kDa è ideale per studi sull'immunità adattativa e la presentazione dei glicolipidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PE Rabbit anti-Human CD1c mAb
Note/Alias	R7; CD1; CD1A; BDCA1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	911
GeneID	911
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-298 di CD1c umano (NP_001756.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P29017
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio