

Pe Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Cd2 Umano Per Citometria A Flusso - P06729

Numero articolo: CM0011736



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE che riconosce specificamente il CD2 umano (T11, LFA-2, SRBC), ottimizzato per la citometria a flusso. Ideale per l'identificazione di cellule T e NK nella ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	PE Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD2 umano
Note/Alias	T11; SRBC; LFA-2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	914
GeneID	914
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-209 del CD2 umano (NP_001758.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P06729
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio