


Anticorpo Monoclonale Coniugato Pe Rabbit Anti-Umano Cd200R Per Citometria A Flusso - Q8Td46

Numero articolo: CM0008739



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato PE contro il CD200R umano (recettore OX2) validato per la citometria a flusso. Ideale per l'immunofenotipizzazione e per esplorare le vie dei checkpoint immunitari nella ricerca sull'infiammazione e in oncologia. Peso molecolare: 37 kDa; reattività specie: umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale PE Rabbit anti-Umano CD200R
Osservazioni/Alias	OX2R; MOX2R; CD200R; HCRTR2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	131450
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-240 del CD200R umano (NP_740750.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q8TD46
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Con borsa del ghiaccio