


Anticorpo Monoclonale Pe Di Coniglio Anti-Cd205/Dec-205 Umano Per Fc - O60449

Numero articolo: CM0010928



introduzione

Anticorpo monoclonale PE di coniglio coniugato, diretto contro CD205/DEC-205 (LY75) umano, per citometria a flusso. Rileva il recettore endocitico sulle cellule dendritiche e sui linfociti B. Elevata specificità, validato per campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb PE di coniglio anti-CD205/DEC-205 umano
Note/alias	CD205; LY-75; CLEC13B; DEC-205; GP200-MR6
Specie	Umano
GeneID (umano)	4065
GeneID	4065
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 216-501 di CD205/DEC-205 umano (NP_002340.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	O60449
Peso della proteina	198 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante