

Mab Pe Coniglio Anti-Umano Cd207/Langerin Per Fc - Q9Uj71

Numero articolo: CM0005359



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE diretto contro CD207/Langerin umano per citometria a flusso. Specifico per l'uomo, ideale per lo studio della biologia delle cellule di Langerhans e dei meccanismi di presentazione antigenica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE coniglio anti-umano CD207/Langerin
Note/Alias	CLEC4K
Specie	Umana
GeneID	50489
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 65-328 di Langerin/CD207 umano (NP_056532.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9UJ71
Peso proteico	37 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio