


Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-Umano Cd213A1/IL-13R α 1 Per Citometria A Flusso - P78552

Numero articolo: CM0009987



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE diretto contro CD213a1/IL-13R α 1 umano (CT19) per citometria a flusso. Reagisce con l'uomo. 49 kDa. Ideale per lo studio della segnalazione dell'interleuchina-13 nelle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb PE coniglio anti-umano CD213a1/IL-13R α 1
Note/Alias	NR4; CT19; CD213A1; IL-13Ra
Specie	Umana
GeneID (Umano)	3597
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-343 di CD213a1/IL-13R α 1 umano (NP_001551.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a flusso)
Reattività crociata	Umana
SWISS	P78552
Peso proteico	49 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio