

Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-Umano Cd220 Per Citometria A Flusso - P06213

Numero articolo: CM0008234



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE contro il CD220 umano (recettore dell'insulina) per citometria a flusso. Riconosce il CD220 umano con un peso molecolare di 156 kDa. Convalidato per uso di ricerca in FC.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE Rabbit anti-Human CD220
Note/Alias	HHF5; CD220
Specie	Umana
GenelD (Umano)	3643
GenelD	3643
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-944 del CD220 umano (NP_000199.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P06213
Peso proteico	156 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio