

Mab Pe Anti-Cd221A/Igf-1Rα Umano Di Coniglio - P08069

Numero articolo: CM0011157



introduzione

Anticorpo monoclonale PE-coniugato di coniglio anti-CD221/IGF-1R umano, validato per la citometria a flusso. Adatto per rilevare l'espressione di IGF-1R nelle cellule umane, supportando la ricerca sul cancro e sulla segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb PE anti-CD221α/IGF-1Rα umano di coniglio
Note/alias	IGFR; CD221; IGFR; JTK13
Specie	Uomo
GeneID (umano)	3480
GeneID	3480
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 31-932 del CD221α/IGF-1Rα umano (NP_000866.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P08069
Peso della proteina	155 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante