


Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-Umano Cd226/Dnam-1 Per Fc - Q15762

Numero articolo: CM0009341



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano CD226 (DNAM-1) coniugato con PE per citometria a flusso. Questo anticorpo bersaglia CD226, un recettore costimolatorio presente su cellule T e NK che aumenta la citotossicità contro tumori e cellule infettate dopo il legame con PVR/CD155 e Nectin2/CD112. Ideale per la profilazione delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE coniglio anti-umano CD226/DNAM-1
Note/Alias	PTA1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	10666
GeneID	10666
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-247 di CD226/DNAM-1 umano (NP_006557.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q15762
Peso proteico	39 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio