

Pe Coniglio Anti-Umano Cd23 Anticorpo Monoclonale Per Fc - P06734

Numero articolo: CM0010129



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con PE mirante al CD23 umano (FcεRII) per citometria a flusso. Rileva il recettore IgE a bassa affinità coinvolto nella regolazione delle cellule B, con reattività crociata all'umano e peso molecolare di 36 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-Umano CD23 mAb
Note/Alias	CD23; FCE2; CD23A; IGEBF; CLEC4J; FcεRII; BLAST-2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2208
ID Gene	2208
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 48-321 del CD23 umano (NP_001993.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P06734
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio