


Anticorpo Monoclonale Coniugato Pe Coniglio Anti-Umano Cd235A/Glicoforina A Per Fc - P02724

Numero articolo: CM0009188



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato PE che riconosce la CD235a/Glicoforina A umana, validato per la citometria a flusso. Ideale per studi sulla membrana eritrocitaria, ricerca sui gruppi sanguigni MN e analisi dei recettori per le malattie infettive.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb coniglio anti-umano CD235a/Glicoforina A coniugato PE
Note/Alias	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GPek; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2993
GeneID	2993
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-91 della CD235a umana (NP_002090.4)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P02724
Peso proteico	13kDa/16kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio