

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd24 Umano Coniugato A Pe Per Citometria A Flusso - P25063

Numero articolo: CM0004190

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE mirato al CD24 umano, adatto per la citometria a flusso. Il CD24 è una glicoproteina ancorata al GPI coinvolta nella differenziazione cellulare e nella modulazione immunitaria. Reattività crociata convalidata con l'essere umano; ideale per studi sulle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PE Coniglio anti-CD24 umano mAb
Osservazioni/Alias	CD24A; CD24
Specie	Umano
GeneID (Umano)	100133941
GeneID	100133941
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-80 del CD24 umano (NP_037362.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P25063
Peso proteico	8kDa; 13kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio