

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Pe Anti-Cd244/2B4 Umano Per Fc - Q9Bzw8

Numero articolo: CM0008626

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE, diretto contro CD244/2B4 umano (SLAMF4), per applicazioni di citometria a flusso.

Riconosce CD244 umano, un recettore chiave delle cellule NK, ed è adatto alla caratterizzazione dei profili delle cellule immunitarie e agli studi di attivazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio PE anti-CD244/2B4 umano
Note/alias	CD244; 2B4; NAIL; NKR2B4; Nmrk; SLAMF4; molecola CD244
Specie	Umano
GeneID (umano)	51744
GeneID	51744
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 22-221 di CD244/2B4 umano (NP_001160135.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9BZW8
Peso della proteina	30kDa/36kDa/41kDa
Spedizione	Borsa refrigerante