


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd261/Trail-R1 Coniugato Pe Per Fc - 000220

Numero articolo: CM0010458



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato PE mirato al CD261/TRAIL-R1 (DR4) umano. Ideale per studi di citometria a flusso sull'apoptosi indotta da TRAIL e sulla segnalazione del recettore di morte. Alta specificità, validato per FC.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del prodotto	PE Coniglio anti-umano CD261/TRAIL-R1 mAb
Osservazioni/Alias	TNFRSF10A; APO2; CD261; DR4; TRAILR-1; TRAILR1; membro 10a della superfamiglia dei recettori del TNF
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	8797
Gene ID	8797
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 124-232 del CD261/TRAIL-R1 umano (NP_003835.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	O00220
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio