


Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-Umano Cd262/Dr5/Trailr2 Per Citometria A Flusso - O14763

Numero articolo: CM0010188



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE che bersaglia CD262/DR5/TRAILR2 umano, ottimizzato per la citometria a flusso. Rileva il recettore di TRAIL in campioni umani. Ideale per applicazioni di ricerca su apoptosi e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE Rabbit anti-Human CD262/DR5/TRAILR2
Note/Alias	DR5; CD262; KILLER; TRICK2; TRICKB; ZTNFR9; TRAILR2; TRICK2A; TRICK2B; TRAIL-R2; KILLER/DR5
Specie	Umana
GeneID (umana)	8795
GeneID	8795
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 56-182 di CD262/DR5/TRAILR2 umano (NP_003833.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	O14763
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio